

## Wyposażenie konwencjonalne zwierzętarni










**Standardowe rozwiązania dla Twojej zwierzętarni.**

## 1. Klatki otwarte z poliwęglanu i polisulfonu

Spełniają wszelkie wymogi i rekomendacje dotyczące warunków bytowania zwierząt laboratoryjnych. Klatki wykonane są z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Stosowane materiały są trwałe i autoklawowalne.

Klatki są wygodne w użytkowaniu. Posiadają boczne odbojniki, które zapobiegają ułatwiają składowanie „jedna w drugiej”.

Rodzaje klatek	Typ I L	Typ II	Typ II L	Typ III	Typ III H	Typ IV	Typ IV S
							
<b>Wymiary – dno</b>	300x120 mm	225x167 mm	325x170 mm	382x220 mm	378x217 mm	556x334 mm	439x319 mm
<b>Wymiary - góra</b>	332x150 mm	267x208 mm	345x180 mm	427x267 mm	427x267 mm	600x380 mm	500x380 mm
<b>Powierzchnia</b>	360 cm <sup>2</sup>	375 cm <sup>2</sup>	553 cm <sup>2</sup>	840 cm <sup>2</sup>	820 cm <sup>2</sup>	1.875 cm <sup>2</sup>	1.400 cm <sup>2</sup>
<b>Wysokość</b>	130 mm	140 mm	140 mm	150 mm	180 mm	195 mm	208 mm
<b>Waga</b>	465 gr	485 gr	611 gr	975 gr	1.165 gr	2.150 gr	1.910 gr

## 2. Pokrywy ze stali nierdzewnej

Pokrywy posiadają na całej szerokości wgłębienie na karmę i butelkę, które dodatkowo może być przegrodzone dzielnikiem ze stali nierdzewnej.

Poprawność zamknięcia gwarantują zatrzaski. Do klatek typu III & III H oraz IV dostępne również podwyższone pokrywy zwiększające wysokość wewnętrzną klatki.


Pokrywy podobnie jak klatki mają konstrukcję pozwalającą na ich łatwe układanie jedna w drugą.

Pokrywy ze stali nierdzewnej	do klatki typ I L	do klatki typ II	do klatki typ II L	do klatki typ III & III H	do klatki typ IV	do klatki typ IVS
<b>Pokrywy standardowe</b>						
<b>Pokrywy podwyższone</b>				<b>Typ III-H</b> do klatki typ III & III H 	<b>Typ IV-H</b> do klatki typ IV 	

### 3. Dzielniki i uchwyty na etykiety informacyjne ze stali nierdzewnej

#### Dzielniki ze stali nierdzewnej

Dzielnik wyjmowalny.



Dostępne do wszystkich rodzajów klatek.

Dzielnik zintegrowany z pokrywą, składany.



Dostępny do klatek typu:  
I L, II L oraz III & III H

#### Tabliczki ze stali nierdzewnej






**Pozioma**  
Wymiary: 74x105mm







**Pionowa**  
Wymiary: 105x148mm

## 4. Klatki z pokrywą z filtrem Micro-isolators

Klatki chronią zwierzęta w trakcie transportu izolując zwierzę od warunków otoczenia. Stanowią także barierę przed zakażeniami personelu. Bariera klatek Micro-isolators chroni zwierzęta przed zakażeniami międzygatunkowymi. Umożliwia to przetrzymywanie np. szczurów i myszy w jednym pokoju hodowlanym. Chronią zwierzęta przed zakażeniem od personelu.

Rodzaje klatek	Typ II	Typ III	Typ IVS
<b>Wyposażenie:</b> Spód Pokrywa ze stali nierdzewnej z dzielnikiem Pokrywa z filtrem, posiada zatrzaski oraz śrubę do przymocowania filtra			
<b>Wymiary klatki – dno</b>	225x167 mm	382x220 mm	439x319 mm
<b>Wymiary klatki – góra</b>	267x208 mm	427x267 mm	500x380 mm
<b>Powierzchnia</b>	375 cm <sup>2</sup>	840 cm <sup>2</sup>	1.400 cm <sup>2</sup>
<b>Wysokość</b>	140 mm	150 mm	208 mm
<b>Materiał</b>	PC	PC	PC








## 5. Klatki z polipropylenu z pokrywami ze stali chromianowanej

Rodzaje klatek	Typ I	Typ II	Typ III	Typ IV
				
<b>Wymiary zewn.</b>	280 x 145 mm	275 x 215 mm	430 x 275 mm	585 x 375 mm
<b>Powierzchnia</b>	198 cm <sup>2</sup>	335 cm <sup>2</sup>	806 cm <sup>2</sup>	1802 cm <sup>2</sup>
<b>Wysokość</b>	140 mm	140 mm	150 mm	200 mm
<b>Waga klatki</b>	250 g	400 g	730 g	1750 g
<b>Waga pokrywy</b>	520 g	610 g	820 g	2120 g
<b>Sterylizacja</b>	Autoklawowanie przez 20 min. w temp do. 127 °C, ciśnienie 50 kPa			

## 6. Butelki i kapsle ze stali nierdzewnej

Szeroka oferta butelek o pojemności od 200 ml do 750 ml. Dostępne kształty: okrągłe i kwadratowe. Dobrze widoczne skale.

Butelki wykonane z poliwęglanu lub polisulfonu, autoklawowalne. Wszystkie butelki kompatybilne z oferowanymi kapslami.

Butelki	200 ml	250 ml	300 ml	300 ml	400 ml	500 m	750 ml
Pojemność							
Wysokość	108 mm	128 mm	134 mm	144 mm	120 mm	156 mm	180 mm
Średnica	55 mm	55 mm	61 mm Ø	56 mm Ø	72 mm	68 mm Ø	72 mm
Materiał:	PC/PSU	PC/PSU	PC	PC	PC/PSU	PC/PSU	PC/PSU

Kapsle ze stali nierdzewnej	Mysz	Mysz/szczur	Mysz/szczur	Królik
Zwierzęta				
Wymiary noska dł. x Ø	-	25x8 mm	40x8 mm	100x8 mm

Uszczelki silikonowe	
	
Gładka	Karbowana